

VALVE AUVARD, À POIDS FIXE 1100 GR

Ref. IV04100



Description

19/06/2026 00:32:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

VALVE AUVARD, À POIDS FIXE 1100 GR

Ref. IV04100



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104736283	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	10.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	10
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	23
Unité emballée / Poids (kg)	1.186	Unité nue / Poids (kg)	1.186

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---