

LEVIER À OS DE MINI-HOHMANN 17 CM X 6 MM

Ref. IL11818



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104735231	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	1	Unité nue / Largeur (cm)	1.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.3
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité nue / Longueur (cm)	17.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.025	Unité nue / Poids (kg)	0.025

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---