

SPÉCULUM DE HARTMANN - DIAM. 3 MM

Ref. IS06610



19/06/2026 06:33:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SPÉCULUM DE HARTMANN - DIAM. 3 MM**Ref. IS06610****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104728967	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	10
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	17
Unité emballée / Poids (kg)	0.008	Unité nue / Poids (kg)	0.02

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---