

**TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM, POUR VIS
DIAM 3.2 MM****Ref. IT02432****Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	08961104735774	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---