

TROCARD OCHSNER, 8 FG, 2.66 MM

Ref. IT11608



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104725270	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	2	Unité emballée / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	15	Unité emballée / Poids (kg)	0.028

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---