



CARDIOMATE PC-ECG SPENGLER

Ref. 260039



CE
0123



19/06/2026 09:05:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARDIOMATE PC-ECG SPENGLER

Ref. 260039



Un PC-ECG SPENGLER : une précision directement connecté à votre ordinateur

Description

ECG numérique, le Cardiomate PC permet l'affichage en temps réels d'un ECG 12 dérivations sur l'écran d'un ordinateur et son impression sur une imprimante au format A4.

Compatible avec un système Windows (non compatible avec MAC), le Cardiomate PC se connecte par un simple câble USB. Doté des mêmes performances que la gamme Cardiomate et avec son boîtier compact et léger, le Cardiomate PC est un instrument de mesure à la pointe de la technologie numérique en cabinet ou en déplacement.

Le logiciel permet la visualisation, l'enregistrement, l'analyse et le stockage des ECG de façon claire et intuitive.

TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Visualisation des 12 dérivations en temps réel sur PC
- Vitesse de d'échantillonnage 32 000Hz
- Convertisseur 24 bits
- Interprétation automatique et calcul des intervalles
- Détection de Pacemaker

SIMPLE D'UTILISATION

- Connexion au PC par USB
- Autoalimenté
- Logiciel simple et intuitif
- Logiciel compatible avec les autres ECG Cardiomate

COMPACT ET LEGER

- Dimensions : 68x126x24mm
- Poids : 104g

CARDIOMATE PC-ECG SPENGLER**Ref. 260039****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446042059	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	12.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2.4
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	6.7
Unité emballée / Poids (kg)	nc	Unité nue / Poids (kg)	0.104

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---