

CARDIOMATE PC-ECG BLUETOOTH SPENGLER

Ref. 260040



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
ANS
2 YEARS
GUARANTEE



19/06/2026 08:01:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARDIOMATE PC-ECG BLUETOOTH SPENGLER

Ref. 260040



Cardiomate® PC ECG - La précision d'un électrocardiographe complet, au format compact et connecté

Description

Le **Cardiomate® PC ECG** de Spengler est un électrocardiographe de **classe IIa**, disponible en deux versions (USB ou Bluetooth). Compact, léger et intuitif, il permet de réaliser des ECG 12 dérivations avec une précision optimale grâce à une **vitesse d'échantillonnage de 32 000 Hz** et un convertisseur A/N 24 bits.

Son logiciel convivial, compatible avec Windows et Android pour la version Bluetooth (et non compatible avec MAC), offre une **visualisation en temps réel**, l'**interprétation automatique** et le **stockage des données patients** avec la possibilité de comparer plusieurs examens. Les enregistrements sont exportables aux formats standards (PDF, JPEF, XML, DICOM, etc.) simplifiant le partage et l'intégration dans les dossiers médicaux.

L'appareil se distingue par sa **mobilité** : utilisez le avec un PC portable, une tablette ou un smartphone (version Bluetooth), et imprimez vos résultats sur une simple imprimante du bureau - **sans papier thermique**.

Points forts:

- **Grande précision** : échantillonnage de 32 Khz, analyse fine de l'activité cardiaque
- **Logiciel intuitif** : visualisation en temps réel, interprétation automatique, calculs d'intervalles
- **Accessibilité** : base de données patients, export multiformats (PDF, XML, DICOM)
- **Pratique** : impression 12 pistes sur imprimante standard
- **Nomade** : miniaturisé et léger (104 g en USB et 132 g en Bluetooth)
- **Garantie 2 ans Spengler**

**CARDIOMATE PC-ECG BLUETOOTH
SPENGLER****Ref. 260040****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446042066	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	6.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2.4
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	12.6
Unité emballée / Poids (kg)	nc	Unité nue / Poids (kg)	0.132

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---