

TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 MURAL AVEC BRASSARD ADULTE (M)

Ref. 522700



CE
0123



19/06/2026 09:13:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 MURAL AVEC BRASSARD ADULTE (M)



Ref. 522700

La technologie SPENGLER dans un tensiomètre doté d'un cadran d'un diamètre de 147mm.

Description

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire

CONFORT

- Ambidextre
- Mesure lisible à distance
- Tubulure spiralée de 2,5 mètres
- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Panier de rangement derrière le cadran
- Fixation murale orientable

BRASSARD

- Livré avec brassard taille M, nylon

OPTION

- 3 tailles de brassards (S, M, L) disponibles

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446028145	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.926

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

19/06/2026 09:13:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.