

TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE À ROULETTES AVEC BRASSARD ADULTE (M)

Ref. 522705



CE
0123



La précision professionnelle, la lisibilité maximale !

Description

Le **MAXI +3** est bien plus qu'un simple tensiomètre : c'est un outil de mesure fiable et durable, conçu pour répondre aux exigences des professionnels de santé en cabinet, en hôpital ou en clinique.

19/06/2026 03:18:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE À ROULETTES AVEC BRASSARD ADULTE (M)



Ref. 522705

Grâce à son **mécanisme de précision horlogère** et à sa **double tubulure**, il assure une montée en pression parfaitement linéaire et une mesure d'une grande fiabilité. Son **cadran géant de 147 mm**, protégé par un verre PMMA robuste, offre une lisibilité optimale, même à distance, pour un confort d'utilisation au quotidien.

Le MAXI +3 est pensé pour s'adapter à toutes les configurations : il peut être installé en **version murale orientable** pour un gain de place ou sur **socle à roulettes** pour un déplacement facile entre les patients. Sa **poire ergonomique grand volume** permet un gonflage rapide et agréable, tandis que le **brassard en nylon avec fermeture Velcro** assure un maintien parfait pour des mesures précises.

Spengler, pionnier du tensiomètre depuis 1907, garantit la qualité de ses produits : le MAXI+3 bénéficie d'une **garantie de ans** (hors consommables) et d'un **service après-vente spécialisé**.

Caractéristiques clés :

- **Type** : Tensiomètre anéroïde avec méthode de mesure auscultatoire
- **Précision** : ± 3 mm Hg
- **Cadran** : Diamètre de 147 mm avec une graduations de 0 - 300 mm Hg et permet une lisibilité à distance
- **Mécanisme** : Alliage en cuivre et béryllium à l'élasticité constante
- **Poire** : PVC noir avec un grand volume (diamètre de 50 mm) pour un gonflage rapide
- **Robinet** : laiton chromé avec décompression précise et constante
- **Brassard** : Nylon noir avec fermeture Velcro, poche à double tubulure
- **Tubulure** : Spirale 2,5 m en caoutchouc sans latex et résistant à l'ozone et aux UV
- **Options disponibles** :
 - Version murale orientable
 - Version sur socle à roulettes
 - Set de 3 brassards (S, M, L) pour une prise en charge de tous les patients
- **Conformité** : Marquage CE - Classe I (fm) selon la directive européenne 93/42/CEE
- **Garantie** : 2 ans (hors consommables comme les poires, poches, brassards)


TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE À ROULETTES AVEC BRASSARD ADULTE (M)



Ref. 522705

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446028152	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	4.16
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

 19/06/2026 03:18:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.