

TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 MURAL AVEC SET 3 BRASSARDS (S,M,L)

Ref. 522707



CE
0123



19/06/2026 08:59:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 MURAL AVEC SET 3 BRASSARDS (S,M,L)



Ref. 522707

La technologie SPENGLER dans un tensiomètre doté d'un cadran d'un diamètre de 147mm.

Description

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire

CONFORT

- Ambidextre
- Mesure lisible à distance
- Tubulure spiralée de 2,5 mètres
- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Panier de rangement derrière le cadran
- Fixation murale orientable

BRASSARD

- Livré avec kit de 3 brassards (S, M,L), nylon

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesure)
Code barre	3700446031152	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	1.154

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

19/06/2026 08:59:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.