

TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR BRASSARDS : ADULTE, ENFANT, BRAS FORTS

Ref. DS99325_N



CE
0123



**TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR BRASSARDS :
ADULTE, ENFANT, BRAS FORTS****Ref. DS99325_N****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040217963	Code douanier	901890
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		