

TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX

Ref. [DS99521_N](#)



CE
0123



18/06/2026 22:57:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX



Ref. DS99521_N

Boitier anti choc

Description

- Tensiomètre avec brassard sans poche, sans latex, en nylon lavable, noir à fermeture velcro
- Graduation de 0 à 300 mmHg
- Boîtier antichoc
- Longueur du tube : 65 cm
- Poire en caoutchouc noir avec cuillère ergonomique de maintien
- Livré avec trousse de rangement en nylon
- Brassard disponible en taille nourrisson (13 à 20 cm, ref DS99521_N) / enfant (18cm à 26 cm, ref DS99421_N) / adulte (26 à 35 cm, ref DS99322_N) / bras fort (32cm à 42 cm, ref DS99603_N) / Multibrassard

 18/06/2026 22:57:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX



Ref. DS99521_N

Caractéristiques

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Marquage CE | CE0123 | Dispositif Médical | Classe Im (fonction mesurage) |
| Code barre | 3661040173054 | Code douanier | 901890 |
| Garantie (mois) | 12 | Pays | Chine |
| MESURES | | | |
| Unité emballée / Largeur (cm) | 12 | Unité emballée / Hauteur (cm) | 8 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 18 | Unité emballée / Poids (kg) | 0.32 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES | | | |
| Température mini | -20 | Température maxi | 70 |
| Humidité mini | 10 | Humidité maxi | 85 |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | | | |
| Unité emballée / Quantité | 1 | | |

 18/06/2026 22:57:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.