

# TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX

Ref. DS99603\_N



CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**m  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**1** AN  
1 YEAR  
GUARANTEE



19/06/2026 03:24:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX

Ref. DS99603\_N



## Boîtier anti choc

### Description

- Tensiomètre avec brassard sans poche, sans latex, en nylon lavable, noir à fermeture velcro
- Graduation de 0 à 300 mmHg
- Boîtier antichoc
- Longueur du tube : 65 cm
- Poire en caoutchouc noir avec cuillère ergonomique de maintien
- Livré avec trousse de rangement en nylon
- Brassard disponible en taille nourrisson (13 à 20 cm, ref DS99521\_N) / enfant (18cm à 26 cm, ref DS99421\_N) / adulte (26 à 35 cm, ref DS99322\_N) / bras fort (32cm à 42 cm, ref DS99603\_N) / Multibrassard

 19/06/2026 03:24:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX



Ref. [DS99603\\_N](#)

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040173078	Code douanier	90189020
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	18	Unité emballée / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	12	Unité emballée / Poids (kg)	0.5
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

 19/06/2026 03:24:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.