

ETRIER CRANIEN DE GARDNER, WELLS 200 MM

Ref. IE37301



ETRIER CRANIEN DE GARDNER, WELLS 200 MM

Ref. IE37301



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104726185	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	13
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	30
Unité emballée / Poids (kg)	0.3	Unité nue / Poids (kg)	0.3

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---