

# PINCE CHAPUT, 16 CM

Ref. IP11616




CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
2 ANS  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE

STAINLESS  
**INOX**  
STEEL



19/06/2026 03:50:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## PINCE CHAPUT, 16 CM

Ref. IP11616



### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104716186	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.028
Unité nue / Poids (kg)	0.028		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---