

PINCE BABCOCK, 18 CM

Ref. IP46418



19/06/2026 02:24:28 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PINCE BABCOCK, 18 CM

Ref. IP46418



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104717527	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.035
Unité nue / Poids (kg)	0.035		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

📅 19/06/2026 02:24:28 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.