

VALVE DOYEN ABDOMINALE, 24 CM, 35 MM X 85 MM

Ref. [IV03486](#)



Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 08961104722323 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Pakistan |

MESURES


| | | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg) | 0.234 |
| Unité nue / Poids (kg) | 0.234 | | |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Unité emballée / Quantité | 1 | | |
|---------------------------|---|--|--|

 19/06/2026 07:57:32 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.