

SAC DE TRANSPORT DUNE POUR CARDIOTOCOGRAPHE CF3

Ref. MDSAC001

De Boissy
— DEPUIS 1982



📅 20/06/2026 00:53:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC DE TRANSPORT DUNE POUR CARDIOTOCOGRAPHE CF3

Ref. MDSAC001

De Boissy
— DEPUIS 1982

Dune, le sac utilisable avec le cardiotocographe à l'intérieur!

Description

Le sac de la collection capsule Dune a été conçu pour la mobilité des sage-femmes. C'est un sac Maison de Boissy fabriqué en France!

Pensé spécifiquement pour le CF3, ce sac permet de transporter, utiliser et imprimer sans avoir à sortir le cardiotocographe de son logement.

Dimensions:

largeur:

- bas du sac: 43cm
- haut du sac: 36cm

Hauteur:

- Epaisseur bas: 20cm
- Epaisseur haut: 13cm

Tissu

Cordura beige

renfort fond hypalon 1000DX

Poignée surmoulée

Bandoulière

Dimensions trousse interne: 32 x 20 x 7.5cm

SAC DE TRANSPORT DUNE POUR CARDIOTOCOGRAPHE CF3

Ref. MDSAC001

De Boissy
— DEPUIS 1982

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661041012086	Code douanier	42029900
Pays	France		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	43	Unité emballée / Hauteur (cm)	7
Unité emballée / Longueur (cm)	32	Unité emballée / Poids (kg)	nc
Unité nue / Poids (kg)	1.285		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES