

ELECTRODES POUR DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION SAVER ONE (5 PAIRES)



Ref. [SJACCE69](#)

Description

Conçues uniquement pour une formation à l'usage d'un défibrillateur dans le cadre d'une réanimation cardiaque. Ne pas utiliser sur un humain.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040137285	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Italie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	16
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	22
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	23
Unité emballée / Poids (kg)	0.1	Unité nue / Poids (kg)	0.1

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---