

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507710



CE



22/06/2026 23:27:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507710

Le stéthoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.

Description

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute résolution
- Membrane haute résolution

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour réduire le poids

POLYVALENCE

Un pavillon adulte et un pavillon cloche

Disponible en Rose Poudré, Corail, Myrtille ou Carbon

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446029913	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.226

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Myrtille	Unité emballée / Quantité	1
----------	----------	---------------------------	---

📅 22/06/2026 23:27:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.