

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507713



CE



22/06/2026 23:46:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507713

Le stéthoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.

Description

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute résolution
- Membrane haute résolution

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour réduire le poids

POLYVALENCE

Un pavillon adulte et un pavillon cloche

Disponible en Rose Poudré, Corail, Myrtille ou Carbon

Caractéristiques

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507713

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446029944	Code douanier	9018.90.20.00-9
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.226
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Couleurs	Rose Poudré	Unité emballée / Quantité	1

22/06/2026 23:46:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.