

## BOÎTE À CATARACTE

Ref. IBOI403



## BOÎTE À CATARACTE

Ref. IBOI403



### Description

Cette boîte contient :

- Boîte inox, 20 x 10 x 5 cm -IS
- Blépharostat Bowman, 7 cm
- Ciseaux Iridectomie, courbes, 10 cm -IS, Holtex
- \*Ciseaux à Comée de Vannas, 10 cm, droits, mousses
- Ciseaux de Castroviejo, à comée, courbes, mousses, 10 cm
- Couteau à Cataracte Graefe 12cm/20mm
- Crochet Graefe à Iris, fin
- Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, A/G, Holtex
- \*Pince à Fixer de Barraquer, 1 x 2 griffes obliques
- Pince à Fixer Elschmig, A/G, oblique
- \*Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, S/G
- \*Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, A/G
- Pince Dissection Graefe, fine, à iris, 10 cm, courbe, S/G
- \*Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite
- \*Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, droit
- Spatule à Iris Castroviejo
- Spatule à Iris De Wecker
- Tapis en silicone, 20 x 30 cm

### Caractéristiques

|                 |                |                    |          |
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | AUCUN          | Dispositif Médical | Non      |
| Code barre      | 08961104748576 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24             | Pays               | Pakistan |

#### MESURES

|                                |    |                               |   |
|--------------------------------|----|-------------------------------|---|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 10 | Unité emballée / Hauteur (cm) | 5 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 21 | Unité emballée / Poids (kg)   | 1 |
| Unité nue / Poids (kg)         | 1  |                               |   |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| Unité emballée / Quantité | 1 |  |  |
|---------------------------|---|--|--|

23/06/2026 00:06:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BOÎTE À CATARACTE

Ref. IBOI403



### Composition

| Ref     | Désignation   | Quantité |
|---------|---|----------|
| IB10007 | Blépharostat Bowman, 7 cm                                     | 1        |
| IC09510 | Ciseaux Iridectomie, courbes, 10 cm -IS, Holtex               | 1        |
| IC60400 | Crochet Graefe à Iris, fin                                    | 1        |
| IC92103 | *Canule à Injection Rycroft, air, coudée, 0,3 mm              | 1        |
| IP08010 | Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, A/G, Holtex              | 1        |
| IP52012 | *Pince à Fixer de Barraquer, 1 x 2 griffes obliques           | 1        |
| IP52910 | *Pince à Suture de Tübingen, à plateaux, 10 cm, droite, S/G   | 1        |
| IP53008 | *Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, S/G       | 1        |
| IP53410 | Pince Dissection Graefe, fine, à iris, 10 cm, courbe, S/G     | 1        |
| IP54214 | *Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, droit             | 1        |
| IS25010 | Spatule à Iris Castroviejo                                    | 1        |
| ZT05671 | Tapis en silicone, 20 x 30 cm                                 | 1        |
| IC59408 | *Ciseaux à Cornée de Vannas, 10 cm, droits, mousses           | 1        |
| IC59510 | Ciseaux de Castroviejo, à cornée, courbes, mousses, 10 cm     | 1        |
| IC60200 | Couteau à Cataracte Graefe 12cm/20mm                          | 1        |
| IP53018 | *Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, A/G       | 1        |
| IP54005 | *Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite | 2        |
| IS25020 | Spatule à Iris De Wecker                                      | 1        |
| IC93020 | Canule de Charleux, aspiratrice, courbe, 20 mm x 0,6 mm       | 1        |
| AI20105 | Boîte inox, 20 x 10 x 5 cm -IS                                | 1        |
| IP52600 | Pince à Fixer Elschnig, A/G, oblique                          | 1        |

23/06/2026 00:06:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.