

DÉBITMÈTRE DE POINTE PEAK FLOW SPENGLER

Ref. L36147



CE
0197



DÉBITMÈTRE DE POINTE PEAK FLOW SPENGLER



Ref. L36147

Débitmètre conçu pour le suivi précis des fonctions respiratoires.

Description

Le débitmètre de pointe SPENGLER est un instrument permettant de mesurer la vitesse maximale du souffle en mode expiratoire.
Echelle de 50 à 800 ml.

Caractéristiques

Marquage CE	CE0197	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446001780	Code douanier	90261081
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	38	Unité emballée / Hauteur (cm)	38
Unité emballée / Longueur (cm)	50	Unité emballée / Poids (kg)	0.075

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	1	Température maxi	50
Humidité mini	10	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Code LPP	6115365	Unité emballée / Quantité	1
----------	---------	---------------------------	---