

CAPTEUR TOCO FILAIRE ÉTANCHE IP68 POUR CF3 COMEN

Ref. BCTOCO33

COMEN



CE
1639



CAPTEUR TOCO FILAIRE ÉTANCHE IP68 POUR CF3 COMEN

COMEN

Ref. BCTOCO33

Le capteur Toco filaire du cardiographe Comen

Description

le capteur filaire du cardiotocographe mesure la contractilité utérine de la future maman.

Il est compatible avec le CF3 de Comen

Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	6945429082487	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES