

MARQUEUR D'ÉVÉNEMENTS POUR CF3 COMEN

Ref. BCTOCO36

COMEN



CE
1639



MARQUEUR D'ÉVÉNEMENTS POUR CF3 COMEN

COMEN

Ref. BCTOCO36

Pour signaler mouvements ou contractions!

Description

Marqueur d'évènement filaire pour le cardiotocographe CF3 et CF3R de Comen

Longueur: 3m

il permet à la future maman de signaler un mouvement du bébé ou une contraction qui se vérifieront sur la tracé.

Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	6945429083880	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES