

STIMULATEUR FOETAL POUR CF3 COMEN

Ref. BCTOCO37

COMEN



24/06/2026 00:58:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STIMULATEUR FOETAL POUR CF3 COMEN

Ref. BCTOCO37

COMEN

Pour stimuler le fœtus!

Description

Le stimulateur fœtal est un appareil qui provoque une stimulation vibro-acoustique mesurant le bien-être fœtal.

A l'aide de cet outil on pratique une stimulation de 1 à 2 secondes sur l'abdomen de la mère au niveau de la tête du fœtus qui va déclencher un réveil fœtal avec accélération du rythme cardiaque. Ce qui se verra sur le tracé. On l'utilise quand le bébé semble en phase de sommeil afin de vérifier que tout va bien.

3 modes de vibration

- Mode rapide: la vibration dure 0.2s avec 1 cycle de 1,4s (fréquence d'environ 0.714Hz)
- Mode lent: la vibration dure 0.8s avec un cycle de 2,0s (Fréquence 0.5Hz)
- Mode manuel: l'appareil effectue 3 cycles de vibration (selon le réglage rapide ou lent) puis s'arrête automatiquement

Il s'utilise recouvert d'une couche de gaze médicale.

Il contient 2 piles AA

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661041011904	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

24/06/2026 00:58:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.