

**BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN
CLASSIC / COTON**

Ref. 332011



26/06/2026 00:50:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON



Ref. 332011

Description

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute résistance.
 Tubulure jumelée 7,5 cm équipée de raccords rapides CPC.
 Marquages normalisés.
 Lavable à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446028473	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.21

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 26/06/2026 00:50:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.