


STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON

Ref. 507209



CE



28/06/2026 01:40:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507209

Le stéthoscope polyvalent de Spengler

Description

Stéthoscope pour l'auscultation polyvalente.

Sa prise en main idéale et ses performances le destinent à l'auscultation générale et spécialisée.

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double fréquence :
 - Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
 - Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Disponible en Gris Alizé (ref 507204), Rouge (ref: 507201), Vert Lagon (ref :507209), Marine (ref : 507202), Noir (ref: 507200)

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Température : -10° à 40° C

Humidité : 95% max

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507209

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446004002	Code douanier	9018.90.20.00-9
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.398
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	95	Humidité maxi	95
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Couleurs	Vert	Unité emballée / Quantité	1

📅 28/06/2026 01:40:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.