

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON

Ref. 507400



29/06/2026 23:28:34 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON

Ref. **507400**



Le stéthoscope pour la prise de tension au quotidien

Description

Le stéthoscope DUAL PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Double pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute résolution en résine époxy
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis à la couleur de la tubulure

Disponible en Noir, Bleu Azur, Marine, Rose Bougainvillier, Rouge, Vert Lagon (jusqu'à épuisement), Gris Alizé(jusqu'à épuisement)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009199	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	36		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	11	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	24	Unité emballée / Poids (kg)	0.237

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Noir	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---