

ECARTEUR HARTMANN, DOUBLE FIL, INOX, 16 CM, LA PAIRE

Ref. IE03616



Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ECARTEUR HARTMANN, DOUBLE FIL, INOX, 16 CM, LA PAIRE

Ref. IE03616



DESCRIPTION

Écarteur Hartmann à double fil en acier inoxydable AISI 304, disponible en longueur 16 cm, conditionné par paire.

Conçu pour l'écartement des tissus lors d'interventions chirurgicales, il offre une prise en main stable grâce à sa conception en fil rigide. Sa structure en inox garantit une résistance optimale à la corrosion et aux cycles de stérilisation répétés.

CARACTÉRISTIQUES

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code Barre	08961104721715	Code Douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
Matériaux	Min.	Max.	
Carbone (C)	-	0,07 %	
Manganèse (Mn)	-	2%	
Silicium (Si)	-	1%	
Phosphore (P)	-	0,045 %	
Soufre (S)	-	0,03%	
Chrome (Cr)	17%	19%	
Mesures			
Unité emballée /Largeur (cm)	Na	Unité nue /Largeur (cm)	Na
Unité emballée /Longueur (cm)	Na	Unité nue /Longueur (cm)	Na
Unité emballée /Hauteur (cm)	Na	Unité nue /Hauteur (cm)	Na
Unité emballée /Poids (kg)	Na	Unité nue /Poids (kg)	Na
Conditions de Stockage Spécifiques			
Température mini	Na	Humidité mini	Na
Température maxi	143°C	Humidité maxi	Na
Autres Caractéristiques			
Unité emballée /Quantité	Sachet PEHD individuel, boîte de 10		

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.