

ECARTEUR RICARD À 3 VALVES

Ref. IE26380



Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ECARTEUR RICARD À 3 VALVES

Ref. IE26380



DESCRIPTION

Écarteur abdominal Ricard à 3 lames en acier inoxydable AISI 304, largeur de lame 80 mm.

Instrument chirurgical de grand écartement utilisé en chirurgie abdominale pour maintenir les berges de la plaie opératoire. Sa conception à 3 lames articulées assure un écartement stable et homogène des tissus. Sa structure en inox garantit une résistance optimale à la corrosion et aux cycles de stérilisation répétés.

CARACTÉRISTIQUES

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code Barre	08961104723139	Code Douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
Matériaux	Min.	Max.	
Carbone (C)	-	0,07 %	
Manganèse (Mn)	-	2%	
Silicium (Si)	-	1%	
Phosphore (P)	-	0,045 %	
Soufre (S)	-	0,03%	
Chrome (Cr)	17%	19 %	
Mesures			
Unité emballée /Largeur (cm)	Na	Unité nue /Largeur (cm)	5
Unité emballée /Longueur (cm)	Na	Unité nue /Longueur (cm)	19
Unité emballée /Hauteur (cm)	Na	Unité nue /Hauteur (cm)	Na
Unité emballée /Poids (kg)	Na	Unité nue /Poids (kg)	Na
Conditions de Stockage Spécifiques			
Température mini	Na	Humidité mini	Na
Température maxi	143°C	Humidité maxi	Na
Autres Caractéristiques			
Unité emballée /Quantité	Sachet PEHD individuel, boîte de 10		

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.