

ELEVATEUR FREER, 19 CM

Ref. IE32119



Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ELEVATEUR FREER, 19 CM

Ref. IE32119



DESCRIPTION

Élévateur de Freer double extrémité en acier inoxydable AISI 410, avec une extrémité tranchante et une extrémité mousse, longueur 19 cm, largeur 5 mm.

Instrument chirurgical utilisé pour le décollement et l'élévation des tissus mous et du périoste. Sa conception double extrémité offre une polyvalence optimale en cours d'intervention. Sa structure en inox garantit une résistance à la corrosion et aux cycles de stérilisation répétés.

CARACTÉRISTIQUES

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code Barre	08961104724334	Code Douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
Matériaux	Min.	Max.	
Carbone (C)	0,08 %	0,15 %	
Manganèse (Mn)	-	1%	
Silicium (Si)	-	1%	
Phosphore (P)	-	0,04 %	
Soufre (S)	-	0,03%	
Chrome (Cr)	11,5%	13,5 %	
Mesures			
Unité emballée /Largeur (cm)	Na	Unité nue /Largeur (cm)	5
Unité emballée /Longueur (cm)	Na	Unité nue /Longueur (cm)	19
Unité emballée /Hauteur (cm)	Na	Unité nue /Hauteur (cm)	Na
Unité emballée /Poids (kg)	Na	Unité nue /Poids (kg)	Na
Conditions de Stockage Spécifiques			
Température mini	Na	Humidité mini	Na
Température maxi	143°C	Humidité maxi	Na
Autres Caractéristiques			
Unité emballée /Quantité	Sachet PEHD individuel, boîte de 10		

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.