

CARDIOMATE EVI 10" TABLETTE ECG SPENGLER (AVEC BASE IMPRIMANTE)




Ref. 260051



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
5
5 ANS
5 YEARS
GUARANTEE



18/07/2026 00:39:39 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARDIOMATE EVI 10" TABLETTE ECG SPENGLER (AVEC BASE IMPRIMANTE)



Ref. 260051

Cardiomate Evi10" – La tablette médicale tout-en-un, conçue pour simplifier et sécuriser vos examens ECG au quotidien

Description

Une très grande simplicité d'utilisation :

- Ecran tactile couleur 10"
- Portable : taille compacte et poids léger, facile à transporter : 1,2 kg et 272,6 x 181,2 x 25,8 mm)
- Batterie grande capacité, rechargeable sur secteur ou sur le socle enregistreur
- Permet d'imprimer directement les ECG sur une imprimante via réseau wifi ou sur le socle enregistreur

Elle est adaptée au transport d'urgence conformément à la norme EN 1789.

Une technologie performante :

- Grande précision : vitesse d'échantillonnage 32 000 Hz
- Détection et marquage du stimulateur cardiaque
- Interprétation automatique (Glasgow) et calcul des intervalles
- Saisie des informations patients à l'aide d'un clavier ou d'un lecteur de code barre
- Visualisation des 12 pistes (15/18 autre tablette en option) en même temps que l'interprétation automatique et les calculs d'intervalles.
- Export de données via wifi ou port USB sous .pdf ou .xml

Spengler vous propose en ce moment une offre remarquable :

- un grand sac De Boissy Ouessant
- formation à l'utilisation et aide aux outils communicants offertes
- 5 ans de garantie, dont 4 ans d'extension de garantie offerts

ACCESSOIRES

- Un câble d'alimentation
- Une base d'enregistrement
- Un câble patient

CARDIOMATE EVI 10" TABLETTE ECG SPENGLER (AVEC BASE IMPRIMANTE)



Ref. 260051

- Des électrodes (pinces)/(ventouses)
- Un câble adaptateur d'alimentation
- Un papier d'enregistrement
- 2 types de batteries
- Un manuel opérationnel
- Un disque de donnée

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	6971049341796	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	24	Unité emballée / Hauteur (cm)	36
Unité emballée / Longueur (cm)	36	Unité emballée / Poids (kg)	7
Unité nue / Poids (kg)	3.7		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	15	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

18/07/2026 00:39:39 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.