

THERMOMÈTRE TYMPANIQUE DE REPLACEMENT POUR COMEN NC3/NC5

COMEN

Ref. BCTHER01



Le thermomètre à infra rouge sans fil qui donne une mesure en 2 à 3 secondes!

THERMOMÈTRE TYMPANIQUE DE REPLACEMENT POUR COMEN NC3/NC5

COMEN
Ref. BCTHER01

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040219349	Code douanier	9025199010
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	17	Unité emballée / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	22	Unité emballée / Poids (kg)	nc
Unité nue / Poids (kg)	0.1		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---