

## STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507712



CE



# STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



**Ref. 507712**

**Le stéthoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.**

## Description

### HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute résolution
- Membrane haute résolution

### CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour réduire le poids

### POLYVALENCE

Un pavillon adulte et un pavillon cloche

Disponible en Rose Poudré, Corail, Myrtille ou Carbon

## Caractéristiques

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 3700446029937 | Code douanier      | 90181990 |
| Garantie (mois) | 60            |                    |          |

### MESURES

|                                |    |                               |       |
|--------------------------------|----|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.226 |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|          |         |                           |   |
|----------|---------|---------------------------|---|
| Couleurs | Carbone | Unité emballée / Quantité | 1 |
|----------|---------|---------------------------|---|