

## BRASSARD ADULTE POUR TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN MAXI+3 DE SPENGLER

Ref. 522712



CE



22/07/2026 22:57:56 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# BRASSARD ADULTE POUR TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN MAXI+3 DE SPENGLER



**Ref. 522712**

## Description

Brassard disponible en :

Adulte (M), nylon, velcro, noir (522711)

Adulte (L), nylon, noir (522712)

Enfant/petit adulte (S), nylon, noir (522713)

Guide des tailles :

- Le brassard L est adapté aux bras d'une circonférence de 33,3 à 51 cm
- Le brassard M est adapté aux bras d'une circonférence de 24,5 à 40 cm
- Le brassard S est adapté aux bras d'une circonférence de 18,4 à 26,7 cm

## Caractéristiques

| Marquage CE     | CE             | Dispositif Médical | Classe I   |
|-----------------|----------------|--------------------|------------|
| Code barre      | 06970384250114 | Code douanier      | 9018199560 |
| Garantie (mois) | 60             | Pays               | Chine      |

### MESURES

|                                |    |                               |       |
|--------------------------------|----|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.118 |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|