

## LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

Ref. D1.212.112

**LUXAMED®**



**LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®****Ref. D1.212.112****LUXAMED®**

**Lampe stylo pour le diagnostic des yeux et de la gorge, longue durée de vie.**

## Description

- Haute résistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Lumière blanc chaud, agréable aux yeux
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl.

Disponible en :

- Blanc : D1.212.912
- Bleu : D1.212.212
- Gris : D1.212.312
- Jaune : D1.212.512
- Kids : D1.312.912
- Noir : D1.212.112
- Rouge : D1.212.412
- Vert : D1.212.612

**LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®****Ref. D1.212.112****LUXAMED®****Caractéristiques**

|                 |                |                    |           |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE     | CE             | Dispositif Médical | Classe I  |
| Code barre      | 04260381961741 | Code douanier      | 90189084  |
| Garantie (mois) | 24             | Pays               | Allemagne |

**MESURES**

|                                |      |                               |    |
|--------------------------------|------|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc   | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc   | Unité emballée / Poids (kg)   | nc |
| Unité nue / Poids (kg)         | 0.04 |                               |    |

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

|                  |     |                  |    |
|------------------|-----|------------------|----|
| Température mini | -10 | Température maxi | 40 |
| Humidité mini    | 10  | Humidité maxi    | 90 |

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

|          |      |
|----------|------|
| Couleurs | Noir |
|----------|------|