

**LAME MILLER DE LARYNGOSCOPE  
LUXAMED®, F.O. REMPLAÇABLE**

**Ref. E1.320.012**

**LUXAMED®**



**Lames MILLER de laryngoscope LUXAMED® pour fibre optique remplaçable**

## Description


Les lames MILLER de laryngoscope LUXAMED® pour fibre optique remplaçable sont disponibles en plusieurs tailles.

28/07/2026 01:00:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## LAME MILLER DE LARYNGOSCOPE LUXAMED®, F.O. REMPLAÇABLE

**LUXAMED®**

Ref. E1.320.012



|           | A(mm) | B(mm) |
|-----------|-------|-------|
| Taille 00 | 64    | 11    |
| Taille 0  | 74    | 11    |
| Taille 1  | 101   | 11    |
| Taille 2  | 152   | 13    |
| Taille 3  | 194   | 13    |
| Taille 4  | 204   | 17    |

- Lame pour fibre optique remplaçable
- Conçue en acier inoxydable de haute qualité pour une longue durée de vie
- 5500 fibres pour atteindre une durée de vie et une intensité lumineuse maximales
- Eclairage optimal avec la plus grande section possible (4mm de diamètre)
- Eclairage d'environ 10 500 Lux pour 3.7V LED
- Compatible avec tous les manches conformes à l'ISO 7376 (standard ecoresponsable)
- Autoclavable jusqu'à 134°C (environ 4 000 fois)
- Datamatrix avec toutes les informations importantes pour la traçabilité

**LAME MILLER DE LARYNGOSCOPE  
LUXAMED®, F.O. REMPLAÇABLE****LUXAMED®****Ref. E1.320.012****Caractéristiques**

|                 |                |                    |           |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE     | CE             | Dispositif Médical | Classe I  |
| Code barre      | 04260381960447 | Code douanier      | 90189084  |
| Garantie (mois) | 24             | Pays               | Allemagne |

**MESURES**

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | nc |

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 5  | Température maxi | 40 |
| Humidité mini    | 10 | Humidité maxi    | 90 |

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

|        |          |
|--------|----------|
| Taille | Taille 0 |
|--------|----------|