

**MAILLET COLLIN, DIA. 34 MM, 20 CM, 200 G,
2 TÊTES, INOX**

Ref. IM01220



**MAILLET COLLIN, DIA. 34 MM, 20 CM, 200 G,
2 TÊTES, INOX****Ref. IM01220****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104734463	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	4	Unité nue / Largeur (cm)	3.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	2	Unité nue / Hauteur (cm)	2.8
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité nue / Longueur (cm)	20.7
Unité emballée / Poids (kg)	0.026	Unité nue / Poids (kg)	0.026

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---