

## MONTRE INFIRMIÈRE SPENGLER

Ref. 570652



### Description

Montre infirmière, pour un look parfait avec le tensiomètre MOBI de SPENGLER

- En silicone souple, s'accroche facilement à la blouse
- Système «Stop & Go» pour économiser la pile
- 4 couleurs assorties au tensiomètre Mobi

30/07/2026 23:59:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## MONTRE INFIRMIÈRE SPENGLER

Ref. 570652



### Caractéristiques

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | AUCUN         | Dispositif Médical | Non      |
| Code barre      | 3700446029548 | Code douanier      | 91021100 |
| Garantie (mois) | 12            | Pays               | Chine    |

#### MESURES

|                                |    |                               |       |
|--------------------------------|----|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.064 |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|          |         |                           |   |
|----------|---------|---------------------------|---|
| Couleurs | Carbone | Unité emballée / Quantité | 1 |
|----------|---------|---------------------------|---|