

**KIT LUXASCOPE AURIS LED 3.7V
RECHARG., BLANC
(OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)**

Ref. AF.426.914

LUXAMED®



CE



Set complet rechargeable pour un diagnostic de précision : Otoscope Auris LED 3.7V Blanc +
Ophtalmoscope LuxaScope LED 3.7 V Blanc

Description

03/08/2026 22:41:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

KIT LUXASCOPE AURIS LED 3.7V RECHARG., BLANC (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®Ref. AF.426.914

Otoscope

Eclairage et performances

- **Anneau LED concentrique (6 LED)**, sans fibre optique avec champ de vision **non limité**
- **Aucune maintenance** : Pas de changement d'ampoule nécessaire
- **Luminosité réglable** par variateur intégré
- **Arrêt automatique** après 3 minutes d'inactivité
- Durée de vie LED : environs **100 000 heures** (courant constant)
- Eclairage lumineux : environs **10 000 Lux**
- Température de couleur : environs **4 200 K**

Conception et ergonomie

- **Tête au design optimisé**
- **Loupe pivotante x3** pour une observation détaillée
- **Orifice d'insufflation** pour test pneumatique
- Manche bi-matière : **aluminium + fibre de verre renforcée**
- Compatible avec les têtes de **dermatoscope** et **ophtalmoscope LuxaScope LED**
- Interrupteur : **bouton poussoir ON/OFF**

Alimentation et accessoires

- Batterie lithium-ion rechargeable 3.7 V incluse
- 20 spéculums jetables gris fournis :

10 x 2.5 mm

10 x 4.0 mm

Ophtalmoscope

Performances optiques

- Valeurs de correction : **+20 à -20 D** ($\pm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20$ D)
- **5 filtres intégrés** : grand spot, petit spot, filtre vert, demi-lune et réticule

Eclairage et confort visuel

KIT LUXASCOPE AURIS LED 3.7V RECHARG., BLANC (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.426.914

- LED haute performance
- Intensité lumineuse **réglable** pour éviter l'éblouissement
- **Arrêt automatique** après 3 minutes
- Durée de vie LED : environs **50 000 heures** (courant constant)
- Température de couleur : environs **4 200 K**

Conception et ergonomie

- Tête au design optimisé
- Manche bi-matière : **aluminium + fibre de verre renforcée**
- Compatible avec les têtes d'**otoscope** et de **dermatoscope LuxaScope LED**
- Interrupteur : **bouton poussoir ON/OFF**

Alimentation et accessoires

- Batterie lithium-ion rechargeable 3.7 V incluse
- Chargeur USB fourni avec adaptateur **EU/UK/US**

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381964513	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	45
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

03/08/2026 22:41:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.