

## STÉTHOSCOPES IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON DOUBLE

Ref. DH7073\_RC



# STÉTHOSCOPE IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON DOUBLE

Ref. DH7073\_RC



Le stéthoscope Ideal+ et ses différentes versions colorées

## Description

- Stéthoscope à pavillon double métallique adulte (Ø : 45/30 mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre en Aluminium incorporée à la tubulure
- Également disponible en pavillon simple pour adulte

Disponible en Bleu (DH7073\_B), Noir (DH7073\_N), Rouge (DH7073\_R) ou Rose (DH7073\_RC) pour la version pédiatrique (Ø : 35/30 mm)

## Caractéristiques

| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I   |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Code barre      | 3661041000106 | Code douanier      | 9018908400 |
| Garantie (mois) | 12            | Pays               | Chine      |

### MESURES

|                                |    |                               |      |
|--------------------------------|----|-------------------------------|------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 12 | Unité emballée / Hauteur (cm) | 4    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 25 | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.15 |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |     |                  |    |
|------------------|-----|------------------|----|
| Température mini | -20 | Température maxi | 70 |
| Humidité mini    | 20  | Humidité maxi    | 85 |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|          |      |                           |   |
|----------|------|---------------------------|---|
| Couleurs | Rose | Unité emballée / Quantité | 1 |
|----------|------|---------------------------|---|