


SAC EMERGENCY'S GRANDE CAPACITÉ

Ref. MEEMER03_O

EMERGENCY'S™



10/08/2026 22:02:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC EMERGENCY'S GRANDE CAPACITÉ

Ref. MEEMER03_O

EMERGENCY'S™

Destiné à transporter les matériels de secours les + fragiles

Description

- Quatre compartiments pour supports intérieurs et compartiment haute capacité.
- Pochette transparente dans le rabat intérieur, conçue afin de voir et d'organiser le matériel facilement, grâce à la gomme-élastiques qui garantit une fixation correcte
- Cinq poches extérieures, deux poches latérales, l'une sur le dos et une sur le dessus et une poche frontale qui peut être divisée en interne grâce à des poches et bandes de caoutchouc
- Base du sac imperméable
- Zips haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Poignées renforcées et bretelles
- Porte carte externe
- Dimensions : 55 x 31.5 x 33 cm, capacité 38 L
- Dimensions intérieures : 40 x 20 x 24 cm
- Matériau 600D Polyester
- Poids 1.76 kg
- Vendu vide
- 3 coloris disponibles : Rouge (MEEMER03_R), Bleu (MEEMER03_B) et Orange (MEEMER03_O)

 10/08/2026 22:02:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC EMERGENCY'S GRANDE CAPACITÉ

Ref. [MEEMER03_O](#)

EMERGENCY'S™

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040202891	Code douanier	420299000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	28	Unité nue / Largeur (cm)	31.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	20	Unité nue / Hauteur (cm)	33
Unité emballée / Longueur (cm)	50	Unité nue / Longueur (cm)	55
Unité emballée / Poids (kg)	1.8	Unité nue / Poids (kg)	1.76

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Orange	Unité emballée / Quantité	1
----------	--------	---------------------------	---