

CARDIOTOCOGRAPHE MONITEUR FOETAL GÉMELLAIRE CF3 AVEC SONDES FILAIRES COMEN

Ref. BCTOCO30B

COMEN



CE
1639

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE



10/08/2026 21:41:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARDIOTOCOGRAPHE MONITEUR FOETAL GÉMELLAIRE CF3 AVEC SONDES FILAIRES COMEN

COMEN

Ref. BCTOCO30B

Nouvelle technologie pour ce cardiocytographe Comen!

Description

Le cardiocytographe CF3 aide les sages-femmes et équipes cliniques pendant la surveillance de la grossesse et l'accouchement.

Simplicité d'utilisation:

- Ecran haute résolution 8", inclinable jusqu'à 60°
- Ultra léger (2.8kg) avec une poignée de transport dissimulée et un support de sondes
- En option un charriot à roulettes

Technologie de dernière génération

- Algorithme avancé réduisant les fausses alertes causées par les mouvements foetaux
- Système de score CTG: 7 scores différents: KREBS, Fischer, Fischer avancé, NST Oxford...

Sondes très sensibles

- Sondes filaires
- Technologie piézoélectrique de 12 cristaux
- waterproof IP68

Interopérabilité

Le CF3 utilise les protocoles HL7 et DICOM pour la transmission des données vers le SIH ou le dossier patient

Contenu de la boîte: un moniteur, 2 sondes FHR filaires, 1 sonde toco, 1 marqueur d'évènement, 1 ceinture réutilisable, 1 liasse de papier en Z, 1 câble secteur, 1 manuel d'utilisation.

 10/08/2026 21:41:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**CARDIOTOCOGRAPHE MONITEUR FOETAL
GÉMELLAIRE CF3 AVEC SONDES FILAIRES
COMEN****COMEN****Ref. BCTOCO30B****Caractéristiques**

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661041011973	Code douanier	9018193010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	32	Unité emballée / Hauteur (cm)	7
Unité emballée / Longueur (cm)	42	Unité emballée / Poids (kg)	nc
Unité nue / Poids (kg)	2.8		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES