

SAC ISOTHERME ELITE BAG MINICOOL'S, BLEU

Ref. MECOOL04

ELITE BAGS



13/08/2026 00:27:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC ISOTHERME ELITE BAG MINICOOL'S, BLEU

Ref. MECOOL04



Description

Sac isotherme qui combine la portabilité et la praticité du ROW'S, avec la contenance du COOL'S

Le sac a une taille parfaite pour les laboratoires effectuant un transport de quantités moyennes de prélèvements à domicile, ainsi que pour les prélèvements des patients hospitalisés, et même pour des campagnes de vaccination.

- 1 compartiment principal isotherme avec 4 supports en éponge permettant d'accueillir 44 tubes de différents diamètres, avec 4 poches hermétiques pour empêcher les fuites de liquide.
- 1 compartiment isotherme pour flacons, avec séparateurs amovibles qui empêchent le renversement
- Les compartiments isothermes ont des poches pour placer des accumulateurs de froid
- 1 compartiment avec côté frontal transparent pour le matériel de laboratoire
- 1 thermomètre digital externe pour surveiller la température à l'intérieur
- A l'extérieur, une poche transparente pour documents
- Sac empilable
- Matériau : 420D Polyester
- Mesures extérieures : 45 x 24 x 27 cm / 29.2L
- Poids : 0,48 kg
- Capacité max. recommandée : 12 kg

SAC ISOTHERME ELITE BAG MINICOOL'S, BLEU

Ref. MECOOL04



Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040167459	Code douanier	4202921900
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---