

SAC À DOS EMERGENCY TRAPEZOIDAL

Ref. METRAP01_R

ELITE BAGS



16/08/2026 13:17:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC À DOS EMERGENCY TRAPEZOIDAL

Ref. METRAP01_R



Sac d'urgences trapézoïdal, conçu pour les sauvetages et les interventions dans des différents scénarios, comme en zones d'accès difficile

Description

- Surface plastique (waterproof et facile à nettoyer)
- 4 compartiments amovibles avec partie supérieure transparente. Avec poignées de différentes couleurs (rouge, bleu, vert, jaune) pour différencier le contenu.
- 3 poches à filet
- A l'extérieur, 3 poches pour matériel de premiers secours (gants, bandages, etc.)
- Bandes réfléchissantes.
- Fermeture éclair en U, avec double curseur pour une ouverture rapide
- 4 boucles de plastique pour plus de sécurité
- Poignée supérieure et latérale
- Base renforcée et protégée
- Bretelles sac-à-dos cachées
- Mesures extérieures : 55 x 28 x 20 cm / 30,8 L
- Poids : 1.62 kg
- Matériau: 600D Polyester avec un revêtement de PU
- Coloris: Noir ou Rouge
- Capacité max. recommandée: 5 kg
- Vendu vide

 16/08/2026 13:17:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC À DOS EMERGENCY TRAPEZOIDAL

Ref. METRAP01_R



Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564542038	Code douanier	4202.12.99.90
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	39	Unité nue / Largeur (cm)	28
Unité emballée / Hauteur (cm)	7	Unité nue / Hauteur (cm)	20
Unité emballée / Longueur (cm)	53	Unité nue / Longueur (cm)	55
Unité emballée / Poids (kg)	1.64	Unité nue / Poids (kg)	1.62

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rouge	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------	---------------------------	---