



CAPTEUR SPO2 ADULTE RIGIDE POUR SPENGLER MASTER PALM 2

Ref. 222250



CE
0537



Précision et fiabilité pour une surveillance SpO₂ optimale chez l'adulte, compatible avec le Spengler Master Palm 2.

Description

Capteur spo2 adulte rigide pour oxymètre MASTER PALM 2

18/08/2026 13:33:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 ADULTE RIGIDE POUR SPENGLER MASTER PALM 2

Ref. 222250

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446030209	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.103

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	1	Température maxi	50
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---