

CAPTEUR SPO2 PÉDIATRIQUE RIGIDE POUR SPENGLER MASTER PALM 2

Ref. 222251



CE
0537

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
II_b
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 AN
1 YEAR
GUARANTEE



18/08/2026 13:35:03 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 PÉDIATRIQUE RIGIDE POUR SPENGLER MASTER PALM 2

Ref. 222251

Utilisé pour la mesure de la saturation en oxygène chez l'enfant.

Description

Capteur SpO2 pédiatrique rigide pour oxymètre MASTER PALM 2

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446030216	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.093

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	1	Température maxi	50
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---