


CAPTEUR SPO2 NÉONATE Y POUR SPENGLER MASTER PALM 2

Ref. 222252



CE
0537

DISPOSITIF MÉDICAL
CLASSE
II_b
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 AN
1 YEAR
GUARANTEE



18/08/2026 12:35:04 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 NÉONATE Y POUR SPENGLER MASTER PALM 2

Ref. 222252

Un capteur néonatal en Y conçu pour une mesure SpO₂ douce et précise avec le Master Palm 2.

Description

Capteur SpO₂ néonate y pour oxymètre MASTER PALM 2

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446030223	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.086

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	1	Température maxi	50
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 18/08/2026 12:35:04 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.