

CAPTEUR SPO2 WRAP POUR SPENGLER MASTER PALM 2

Ref. 222253



CE
0537

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
II_b
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 AN
1 YEAR
GUARANTEE

Capteur SpO₂ wrap pour Master Palm 2 – pour une mesure confortable et fiable de la saturation.

Description

Capteur SpO₂ wrap pour oxymètre MASTER PALM 2

18/08/2026 12:39:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 WRAP POUR SPENGLER MASTER PALM 2

Ref. 222253

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446030230	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.085

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	1	Température maxi	50
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---